

下松市・記者発表（配布）資料

令和6年4月19日

部 課 名	課 長	担 当 係 長	連 絡 先 (直 通)
障害福祉課 高齢福祉課	瀬尾 悟史 池田 年規	森藤 晶子 桑島 智美	45-1835 45-1837
1. 件 名	集音器付き軟骨伝導イヤホンの設置について		
2. 目 的	耳の聞こえにくい方や「聞こえ」に不安を感じている方が、安心して来庁できる環境整備を目的として集音器付き軟骨伝導イヤホンを設置した。		
3. 日 時	障害福祉課 令和6年2月1日（木）既設 高齢福祉課 令和6年4月18日（木）から		
4. 場 所	下松市役所 障害福祉課、高齢福祉課の窓口		
5. 主 催 者	下松市		
6. 内 容	耳の「聞こえ」に不安を感じている方が、安心してスムーズに窓口での手続きができるよう、「集音器付き軟骨伝導イヤホン」を高齡福祉課に設置しました。既に設置している障害福祉課では窓口での耳の聞こえに不安のある方との対話に役立てています。 健康福祉部障害福祉課 2月1日に設置 (1台) " 高齡福祉課 4月18日に設置 (1台)		
7. 参 加 者			
8. そ の 他	製品名 Cheero Otocarti MATE (チェロ オトカルティ メイト) ティ・アール・エイ株式会社		

cheero

オトカルティ

メイト

Otocarti[®] MATE

世界初
軟骨伝導式集音器

集音器と軟骨伝導イヤホンのセット 「話し声が大きく聞こえる」集音器専用高性能チップ搭載

耳の遠いお客様との対話をサポート



Otocarti MATEの特長

従来の骨伝導に比べて音漏れが格段に少ない

骨伝導と比較すると、特に低音域の音漏れは15～20デシベル少なく、周囲に音が漏れる心配がありません。

ひと拭きでキレイになるボール型イヤホン

球形のイヤホン部分は、通常のイヤホンのような穴や凹凸がないため、耳あかなどが溜まることなく、お手入れも簡単です。

独自のイコライジング技術で声を強調

集音器の多くは、すべての音を増幅させるため、不要な雑音まで大きくなります。本商品は、雑音を除去する独自技術により話し声が大きく聞こえます。

長時間使用可能な大容量バッテリー搭載

約10時間ご使用いただけるため、頻繁に充電する必要はございません。また、繰り返し充電できるバッテリーを搭載しているので、乾電池を交換する手間は不要です。別売り専用バッテリーを併用すれば、最大75時間ご使用いただけます。

ハウリング防止機能

ハウリング音(ピーピー音)を抑制し、不快感を軽減します。



セット内容

軟骨伝導イヤホン
(長さ: 1.8m)

イヤホンスタンド

集音器

集音器
スタンド

モバイル
バッテリー

上記に加えて、充電用アダプター、集音器充電用 AtoC ケーブル、サポートホルダー、清掃用クロスが付属します。

カラーは薄紫(パープル) と松葉(グリーン) の2色展開



本製品は、株式会社 CCH サウンドから許諾された特許を使用しています。

cheero ティ・アール・エイ株式会社 大阪市中央区北浜東 6-6 TEL: 06-6910-6224 E-mail: info@tra.jp